


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gc1Q R/C1Qbp Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07021

Número do item: CM0003638



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o GC1q R/C1QBP (p32, HABP1) humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar inflamação, cascata do complemento e biologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GC1q R/C1QBP Rabbit mAb
Observações/Apelido	p32; HABP1; gC1qR; GC1QBP; SF2p32; gC1Q-R; COXPD33; SF2AP32; GC1q R/C1QBP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	708
ID do Gene	708
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do GC1q R/C1QBP humano (Q07021)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07021
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo