

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gcat Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75600

Número do item: CM0016271

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GCAT humano (2-amino-3-cetobutirato coenzima A ligase) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato e rato. Alvo mitocondrial envolvido na síntese de glicina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCAT Rabbit pAb
Observações/Alias	KBL; GCAT
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23464
ID do Gene	23464
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 170-419 do GCAT humano (NP_055106.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O75600
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de gelo