


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gcc2 / Gcc185 Para Wb, Ihc-P E Elisa - Q8Iwj2

Número do item: CM0018631



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GCC2/GCC185 humano para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Ideal para pesquisa do aparelho de Golgi e tráfego de membrana.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCC2 pAb de Coelho
Observações/Alias	REN53; GCC185; RANBP2L4; GCC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9648
GeneID	9648
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do GCC2 humano (NP_852118.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8Iwj2
Peso Proteico	196kDa
Envio	Bolsa de Gelo