


Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Gcdh Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92947

Número do item: CM0028258



introdução

Anticorpo policlonico de coelho que reconhece especificamente GCDH, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para o estudo da glutaril-CoA desidrogenase no catabolismo de aminoácidos e na pesquisa de acidúria glutárica tipo I.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCDH Rabbit pAb
Observações/Alias	GCD; ACAD5; GCDH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2639
GeneID	2639
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 149-438 da GCDH humana (NP_000150.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92947
Peso Proteico	48kDa
Transporte	Bolsa de gelo