


## Anticorpo Policlonais Anti-Gch1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30793

Número do item: CM0017572



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GCH1 humana, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GCH1 nativa em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre biossíntese de tetrahydrobiopterina, síntese de dopamina e sensibilidade à dor.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GCH1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Apelidos | GCH; DYT5; DYT14; DYT5a; GTPCH1; HPABH4B; GTP-CH-1; GCH1                                                                  |
| Espécie              | Humana                                                                                                                    |
| GeneID (Humano)      | 2643                                                                                                                      |
| GeneID               | 2643                                                                                                                      |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 55-250 da GCH1 humana (NP_000152.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                    |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                    |
| Aplicação            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                  |
| SWISS                | P30793                                                                                                                    |
| Peso da Proteína     | 28kDa                                                                                                                     |
| Transporte           | Saco de gelo                                                                                                              |