


Anticorpo Policlonal Anti-Gckr Para Wb, Elisa - Q14397

Número do item: CM0027929



introdução

GCKR Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho, validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Reconhece GCKR humano, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para pesquisas sobre regulação da glicoquinase e metabolismo de carboidratos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCKR Rabbit pAb
Observações/Alias	GKRP; FGQTL5; GCKR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2646
GeneID	2646
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da GCKR humana (NP_001477.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q14397
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo