

Anticorpo Monoclonal Anti-Gclc Para Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Número do item: CM0011787

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-GCLC validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece GCLC humano e de camundongo, a subunidade catalítica da glutamato-cisteína ligase, chave na biossíntese da glutatona. Ideal para IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho GCLC
Observações/Apêndice	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2729
GeneID	2729
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do GCLC humano (NP_001489.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48506
Peso Proteico	73kDa
Remessa	Saco de Gelo