

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gclc Para Wb, Ihc-P, Elisa - P48506

Número do item: CM0011167

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GCLC confiável para aplicações em WB, IHC-P e ELISA; detecta GCLC humano e de rato, a enzima limitante da velocidade na biossíntese de glutatona, relevante para pesquisas sobre estresse oxidativo e anemia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-GCLC
Observações/Alíás	GCL; GCS; GLCL; GLCLC; GCLC
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2729
GeneID	2729
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 538-637 da GCLC humana (P48506)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	P48506
Peso da proteína	73 kDa
Envio	Bolsa de gelo