

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gclc Para Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Número do item: CM0018705

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à GCLC (subunidade catalítica da ligase glutamato-cisteína), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas, de camundongo e de rato. Para estudos de biossíntese de glutatona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GCLC pAb de coelho
Observações/Alia	GCL, GCS, GLCL, GLCLC, GCLC
Espécie	Humana
GeneID (humano)	2729
GeneID	2729
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P48506
Peso da proteína	73 kDa
Envio	Embalagem de gelo