

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gclm Para Wb, Elisa - P48507

Número do item: CM0003890

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a GCLM humana para aplicações de WB e ELISA. Útil para investigar a biossíntese de glutathione e vias de estresse oxidativo. Reconhece a subunidade reguladora de 31 kDa da glutamato-cisteína ligase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCLM Rabbit mAb
Observações/Alias	GLCLR; GCLM
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2730
GeneID	2730
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 175-274 da GCLM humana (P48507).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P48507
Peso Proteico	31kDa
Envio	Bolsa de gelo