

## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Gclm Para Wb E Elisa - P48507

Número do item: CM0016602

### introdução

Anticorpo policlonado de coelho de alta qualidade direcionado a GCLM humana (subunidade modificadora da ligase de glutamato-cisteína). Validado para WB e ELISA, detecta GCLM em amostras humanas e de camundongo. Ferramenta essencial para pesquisa de biossíntese de glutatona e estresse oxidativo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | GCLM Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | GLCLR; GCLM                                                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                  |
| GeneID              | 2730                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 da GCLM humana (NP_002052.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                  |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                                 |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo                                                                                                      |
| SWISS               | P48507                                                                                                                  |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                   |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                           |