

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gclm Para Wb, If/Icc, Elisa - P48507

Número do item: CM0027300

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GCLM humano (subunidade modificadora da ligase de glutamato-cisteína), validado para WB, IF/ICC e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de glutatona.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCLM Rabbit pAb
Observações/Apelido	GLCLR, GCLM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2730
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-274 do GCLM humano (NP_002052.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48507
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco de gelo