

Anticorpo Policlonal Anti-Gcm1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Np62

Número do item: CM0024814

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GCM1 humano, um fator de transcrição essencial para o desenvolvimento placentário. Adequado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano. Ideal para estudos de diferenciação de trofoblastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GCM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	GCMA; hGCMA; GCM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8521
ID do Gene	8521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 207-436 do GCM1 humano (NP_003634.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NP62
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo