

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gcn1L1 (Gcn1) Para Wb E Elisa - Q92616

Número do item: CM0018280

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra GCN1L1 (GCN1) humano, um sensor de colisão ribossômica envolvido no controle de qualidade da tradução e na resposta ao estresse. Validado para WB e ELISA, com reatividade contra amostras humanas. Peso molecular previsto de aproximadamente 293 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	[Validado por KO] GCN1L1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	10985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2462-2671 da GCN1L1 humana (NP_006827.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q92616
Peso da proteína	293 kDa
Envio	Bolsa de gelo