

Anticorpo Policlonal Anti-Gcn1L1 (Validado Por Ko) Para Wb E Elisa - Q92616

Número do item: CM0023554

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o GCN1L1 humano (GCN1L1, PRIC295), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa de colisão de ribossomos e resposta ao estresse integrada.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] GCN1L1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GCN1L; GCN1L1; PRIC295; L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10985
GeneID	10985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 2462-2671 do GCN1L1 humano (NP_006827.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92616
Peso da Proteína	293kDa
Envio	Saco de gelo