


Anticorpo Policlonal Anti-Gcn2 (Coelho) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9P2K8

Número do item: CM0016880



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GCN2 humano (EIF2AK4), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de privação de aminoácidos e resposta ao estresse.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GCN2; PVOD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	440275
GeneID	440275
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9P2K8
Peso Proteico	187kDa
Envio	Saco de gelo