

Anticorpo Policlonal Anti-Gcsh Para Wb, If/Icc, Elisa - P23434

Número do item: CM0018157



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GCSH humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta GCSH endógeno em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de metabolismo de glicina e lipoylation.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GCSH Rabbit pAb
Observações/Apelido	GCE; NKH; GCSH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2653
GeneID	2653
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-173 do GCSH humano (NP_004474.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P23434
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco de gelo