


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gcsh (Wb, If/Icc, Elisa) - P23434

Número do item: CM0009170



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho GCSH de alta especificidade validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta GCSH humano (P23434), uma proteína H do sistema de clivagem da glicina mitocondrial envolvida no metabolismo da glicina e na lipoilação. Ideal para pesquisa mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho GCSH (mAb)
Observações/Apelido	GCE; NKH; GCSH
Espécie	Humano
GeneID	2653
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-173 do GCSH humano (NP_004474.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P23434
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de Gelo