


Anticorpo Policlonais Anti-Gdap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tb36

Número do item: CM0027920



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao GDAP1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Útil para estudos de fissão mitocondrial e doença de Charcot-Marie-Tooth.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GDAP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CMT4; CMT4A; CMTRIA; GDAP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54332
ID do Gene	54332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-225 do GDAP1 humano (NP_001035808.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TB36
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo