


Anticorpo Policlonal Anti-Gdf-8/Miostatina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14793

Número do item: CM0029826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GDF-8/Miostatina, validado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre crescimento muscular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho GDF-8/Miostatina
Observações/Apelido	GDF8; MSLHP; GDF-8/Miostatina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2660
ID do Gene	2660
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 267-375 do GDF-8/Miostatina humano (NP_005250.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14793
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Saco com gelo