

Anticorpo Monoclonal Anti-Gdf15 Para Wb E Elisa - Q99988

Número do item: CM0007137



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao fator de crescimento/diferenciação 15 humano (GDF15), validado para Western blot e ELISA. Ideal para pesquisa sobre resposta ao estresse, regulação metabólica, caquexia cancerosa e mecanismos de náusea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GDF15 coelho mAb
Observações/Alias	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9518
ID do Gene	9518
Imunógeno	Peptídeo sintético dentro dos aminoácidos 100-200 do GDF15 humano (NP_004855.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99988
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo