

Anticorpo Policlonal Anti-Gdf15 Para If/Icc, Elisa - Q99988

Número do item: CM0021676



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho anti-GDF15 é validado para IF/ICC e ELISA, específico para GDF15 humano, um hormônio envolvido na regulação do apetite, caquexia cancer e náusea na gravidez. Adequado para pesquisa e desenvolvimento diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GDF15 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9518
GeneID	9518
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 197-308 do GDF15 humano (NP_004855.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q99988
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo