

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gdf15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99988

Número do item: CM0018614



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra GDF15 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detecta GDF15/MIC-1 humano, de camundongo e de rato, um hormônio de resposta ao estresse e marcador de caquexia. Ideal para pesquisas em câncer, metabolismo e gestação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GDF15 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	PDF; MIC1; PLAB; MIC-1; NAG-1; PTGFB; GDF-15; GDF15
Espécie	Humano
GeneID	9518
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 49-308 do GDF15 humano (NP_004855.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99988
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Bolsa de gelo