

Anticorpo Policlonal Anti-Gdf9 Para Wb, Elisa - O60383

Número do item: CM0026318

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator 9 de crescimento/diferenciação humano (GDF9) para Western blot e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil em pesquisas de foliculogênese ovariana. UniProt O60383.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GDF9 pAb de coelho
Observações/Alias	POF14; GDF9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2661
GeneID	2661
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 205-454 da GDF9 humana (NP_005251.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60383
Peso da Proteína	51kDa
Transporte	Bolsa de gelo