

## Anticorpo Policlonais Anti-Gdi1 Para Wb E Elisa - P31150

Número do item: CM0025152

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GDI1 humana (Rab GDP dissociação inibidor alfa), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com GDI1 humano e de camundongo. Ideal para estudos de regulação de proteínas Rab, tráfego de membranas e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | GDI1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Apelidos | 1A; GDIL; MRX41; MRX48; OPHN2; XAP-4; XLID41; RABGD1A; RABGDIA; GDI1                                                       |
| Espécie              | Humano                                                                                                                     |
| GeneID (Humano)      | 2664                                                                                                                       |
| GeneID               | 2664                                                                                                                       |
| Imunógeno            | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 188-447 da GDI1 humana (NP_001484.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                     |
| Aplicação            | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo                                                                                                         |
| SWISS                | P31150                                                                                                                     |
| Peso da Proteína     | 51kDa                                                                                                                      |
| Envio                | Bolsa de gelo                                                                                                              |