

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gdi2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P50395

Número do item: CM0028654

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GDI2 humano (Inibidor da dissociação de GDP de Rab beta) validado em WB, IF/ICC, ELISA. Adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo. Oferece detecção confiável para pesquisa de tráfego intracelular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado KO] GDI2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RABGDIB; HEL-S-46e; I2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2665
ID do Gene	2665
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 296-445 do GDI2 humano (NP_001485.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P50395
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo