

Anticorpo Monoclonal Anti-Gelsolina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Número do item: CM0006017



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Gelsolina humana (P06396). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Ideal para estudos de dinâmica de actina, citoesqueleto e ciliogénese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gelsolina Rabbit mAb
Observações/Pseud Aliases	ADF; AGEL; Gelsolina
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2934
GeneID	2934
Imunogénio	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da Gelsolina humana (NP_000168.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06396
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Saco de gelo