

Anticorpo Policlonais Anti-Gelsolina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06396

Número do item: CM0019479



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Gelsolina humana (ADF, AGEL), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com seres humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudos do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gelsolin Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ADF; AGEL; Gelsolina
Espécie	Humana
GeneID	2934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 282-438 da Gelsolina humana (NP_000168.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06396
Peso da Proteína	86kDa
Transporte	Bolsa de gelo