

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Gelsolina [Validado Por Kd] Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Número do item: CM0004861

introdução

[Validado por KD] Anticorpo monoclonal de coelho anti-Gelsolina recombinante para Western blot (WB), imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Reconhece Gelsolina humana (P06396), 86 kDa. Adequado para estudos do citoesqueleto de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KD] Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Gelsolina
Observações/Apelido	ADF; AGEL; [Validado por KD] Gelsolina
Espécie	Humana
GeneID	2934
Imunogênio	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-782 da Gelsolina humana (NP_000168.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P06396
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo