

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gelsolina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06396

Número do item: CM0023407



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado por KD direcionado à Gelsolina humana (ADF, AGEL). Adequado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. A Gelsolina modula a dinâmica dos filamentos de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] Gelsolina Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ADF; AGEL; [KD Validado] Gelsolina
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2934
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-782 da Gelsolina humana (NP_000168.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06396
Peso da Proteína	86kDa
Envio	Bolsa de gelo