


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gem Para Wb, Elisa - P55040

Número do item: CM0026538



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a proteína GTP-binding humana GEM (KIR) para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas; ideal para estudar a transdução de sinal mediada por GEM na membrana plasmática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GEM Rabbit pAb
Observações/Apelido	KIR; GEM
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2669
ID do Gene	2669
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-150 da GEM humana (NP_005252.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P55040
Peso Molecular da Proteína	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo