

Anti-Gemin 2 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Número do item: CM0002888



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o Gemin 2 humano (SIP1), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar a montagem de snRNP e o splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gemin 2 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8487
ID do Gene	8487
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do Gemin 2 humano (O14893).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14893
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo