

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gemin 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14893

Número do item: CM0027166



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à Gemin 2 (SIP1), validado para WB, IHC-P, ELISA em humanos, camundongos e ratos. Reconhece um componente de 32 kDa do complexo SMN essencial para a montagem de snRNP e o splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gemin 2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SIP1; SIP1-delta; Gemin 2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8487
GeneID	8487
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 180-280 da Gemin 2 humana (NP_003607.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14893
Peso Proteico	32kDa
Envio	Bolsa de Gelo