

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gemin5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Teq6

Número do item: CM0022826



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GEMIN5, validado para Western blot, IHC-P e ELISA, com reatividade em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a montagem de snRNP e os mecanismos de splicing do pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GEMIN5 Rabbit pAb
Observações/Alias	NEDCAM; GEMIN-5; GEMIN5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25929
GeneID	25929
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q8TEQ6
Peso da proteína	169 kDa
Envio	Bolsa de gelo