


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gemin6 Para Wb, Elisa - Q8Wxd5

Número do item: CM0013614



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra GEMIN6 validado para WB e ELISA em amostras humanas. Tem como alvo a proteína 6 associada a Gem, um componente do complexo SMN envolvido na montagem de snRNPs e no splicing de pré-mRNA. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GEMIN6 pAb de Coelho
Observações/Alcunha	GEMIN6
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79833
ID do Gene	79833
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-167 da GEMIN6 humana (NP_079051.9)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXD5
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo