


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gemin8 Para Wb, Elisa - Q9Nwz8

Número do item: CM0013291



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GEMIN8 validado para WB e ELISA. Desenhado para GEMIN8 humano, uma proteína associada a gem envolvida na montagem de snRNP e splicing de pré-mRNA. - Q9NWZ8

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GEMIN8 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FAM51A1; GEMIN8
Espécie	Humano
GeneID	54960
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-242 do GEMIN8 humano (NP_060326.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9NWZ8
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo