

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gen1 Para Wb E Elisa - Q17Rs7

Número do item: CM0016856



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra GEN1 humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo o homólogo 1 da endonuclease de flap GEN (Q17RS7), envolvido na resolução das junções de Holliday e no reparo do DNA. Adequado para amostras humanas e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GEN1 pAb de Coelho
Observações/Alcunha	Gen; GEN1
Espécie	Humana
ID do Gene	348654
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q17RS7
Peso da Proteína	103 kDa
Transporte	Bolsa de gelo