


Anticorpo Monoclonal Anti-Gephyrin Para Wb, Elisa - Q9Nqx3

Número do item: CM0005561



introdução

Anticorpo Monoclonal Anti-Gephyrin validado para WB, ELISA em Humano, Rato, Camundongo. Alveja o organizador de sinapse inibitória e a enzima de biossíntese do cofator de molibdênio. Para pesquisa em neurociência e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gephyrin Rabbit mAb
Observações/Apelido	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10243
GeneID	10243
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q9NQX3
Peso da Proteína	80kDaDa/83kDa
Envio	Saco com gelo