


Anticorpo Policlonal Anti-Gephyrin Para Wb E Elisa - Q9Nqx3

Número do item: CM0026742



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Gephyrin humano (GPHN) para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para investigar a ancoragem de sinapses inibitórias e a biossíntese do cofator de molibdênio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Gephyrin Rabbit pAb
Observações/Apelido	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gephyrin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10243
GeneID	10243
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 520-769 do Gephyrin humano (NP_065857.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NQX3
Peso da Proteína	80kDa
Envio	Saco de gelo