

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Get4 Para Wb, Elisa - Q7L5D6

Número do item: CM0020906



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a proteína homóloga de tráfego do Golgi para o RE 4 (GET4), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de controle de qualidade de proteínas e direcionamento de proteínas com âncora C-terminal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GET4 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51608
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-327 do GET4 humano (NP_057033.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7L5D6
Peso da Proteína	37kDa
Envio	Saco com gelo