

Anticorpo Monoclonal Anti-Gfap (Conjugado) Para Imunofluorescência - P14136

Número do item: CM0009110



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-GFAP Conjugado com validado para imunofluorescência (IF-P). Reage com GFAP humano, de camundongo e de rato, um marcador de astrócitos de 50 kDa. Adequado para pesquisa em neurociência e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-GFAP Conjugado com
Observações/Apelido	ALXDRD
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2670
GeneID	2670
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do GFAP humano (P14136).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF-P
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14136
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco com gelo