

Anticorpo Monoclonal Anti-Gfap Para Wb, If-F, If-P, Mihc, Elisa - P14136

Número do item: CM0003202



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-GFAP validado para WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA. Reage de forma cruzada com GFAP humano, de camundongo e rato (~50 kDa). Ideal para pesquisa em neurociência e astrócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFAP mAb de coelho
Observações/Alias	ALXDRD; GFAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14136
Peso Proteico	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo