

Anticorpo Monoclonal Anti-Gfap Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P14136

Número do item: CM0008822



introdução

GFAP Rabbit mAb (P14136) é um anticorpo monoclonal de coelho validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Ele detecta GFAP humana e tem reatividade cruzada com camundongo e rato. ~50 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFAP Rabbit mAb
Observações/Alias	ALXDRD
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-383 da GFAP humana (NP_002046.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P14136
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo