

Anticorpo Monoclonal Anti-Gfap Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14136

Número do item: CM0004981



introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo contra GFAP validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA em humano, camundongo e rato. Essencial para detecção de astrócitos em pesquisa do SNC, com suporte de fornecimento completo da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFAP mAb de Camundongo
Observações/Apelido	ALXDRD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-383 da GFAP humana (NP_002046.1).
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14136
Peso Proteico	50 kDa
Envio	Em saco de gelo