

Anticorpo Policlonico Anti-Gfap - P14136

Número do item: CM0017674



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado a GFAP humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com seres humanos, camundongos e ratos. Adequado para detecção de marcador de astrócitos em pesquisas de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFAP Rabbit pAb
Observações/Alias	ALXDRD; GFAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 350-432 da GFAP humana (NP_002046.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14136
Peso Proteico	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo