

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gfap Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P E Elisa - P14136

Número do item: CM0017567



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GFAP humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de marcadores de astrócitos em pesquisas de neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	GFAP Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALXDRD; GFAP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-75 da GFAP humana (NP_002046.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P14136
Peso da proteína	50 kDa
Envio	Embalagem de gelo