


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gfer Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55789

Número do item: CM0024752



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra GFER humano (ALR/ERV1), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece GFER humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas de biologia redox mitocondrial e regeneração hepática.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFER Rabbit pAb
Observações/Apelido	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2671
GeneID	2671
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 81-205 do GFER humano (NP_005253.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55789
Peso da Proteína	23kDa
Envio	Saco de gelo