


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Gfm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rp9

Número do item: CM0026985



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao fator G de alongamento mitocondrial humano (GFM1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tradução mitocondrial e doenças.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFM1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mTEF-G1; GFM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	85476
GeneID	85476
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 482-751 da GFM1 humana (NP_079272.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96RP9
Peso Proteico	83kDa
Envio	Bolsa de gelo