

Anti-Gfpt2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - O94808

Número do item: CM0024022

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o GFPT2 humano (SWISS: O94808). Validado para WB, IF/ICC e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa da via de biossíntese de hexosamina e glicosilação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	GFPT2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	GFAT; GFAT2; GFAT 2; GFPT2
Espécie	Humano
ID do Gene	9945
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-260 do GFPT2 humano (NP_005101.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O94808
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco com gelo