


Anticorpo Policlonal Anti-Gfra1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56159

Número do item: CM0029101



introdução

Anticorpo policlonal de coelho GFRA1 validado para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Detecta GFRA1 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa de sinalização neurotrófica e neurônios dopaminérgicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	GFRA1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GDNFR; RET1L; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
Espécie	Humano
GeneID	2674
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 345-420 do GFRA1 humano (NP_005255.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P56159
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de gelo